

Solutions pour Oxygénothérapie

Insufflateurs manuels couplés à la valve à la demande OXYMAND, pour une oxygénothérapie haut débit économique

Nos ballons insufflateurs en silicone sont aussi robustes que simples à utiliser. Ils sont faciles à nettoyer, à désinfecter ou à stériliser. Les ballons transparents sont constitués d'une seule enveloppe et existent en trois tailles : pour bébé/petit enfant jusqu'à 20 kg, pour enfant jusqu'à 30 kg et pour adulte à partir de 30 kg. La livraison comprend ballon-réserve et masques correspondants. Il est également possible d'y connecter la valve d'oxygène à la demande OXYMAND de Weinmann.



OXYMAND, Valve à la demande

Vous pouvez compter sur l'efficacité de la valve à la demande OXYMAND. Elle garantit un apport continu en oxygène à 100 % pour une moindre consommation par rapport aux systèmes classiques. OXYMAND peut être combinée à l'aide des raccords correspondants aux MODUL Oxygen, Aspiration, Combi et Interface pour ballon insufflateur en silicone Weinmann, COMBIBAG et autres ballons insufflateurs combinaison possible d'OXYMAND avec le raccord correspondant à tous les MODULES (sauf MODUL CapnoVol).

Accessoires pour ballon insufflateur en silicone

Tuyau respiratoire stéramide, 5/9 Ø, 2000 mm de long	WM 1411
Adaptateur pour valve PEP	WM 11108
Valve patient pour les 3 tailles du ballon insufflateur en silicone	WM 11104

Valve réservoir pour les 2 tailles du ballon-réserve enrichisseur en oxygène	WM 11105
Ballon-réserve enrichisseur en oxygène	
■ 600 ml	WM 11106
■ 2600 ml	WM 11107



Kits complets avec tuyau de pression de 1,5 m et adaptateur

- avec raccord G 3/8" et écrou-raccord pour manodétendeurs de Weinmann (voir illustration)
- avec connecteur type Walther
- avec connecteur pour installation centrale de gaz DIN 13260

Les adaptateurs pour d'autres combinaisons éventuelles sont à commander séparément.

	pour COMBIBAG	pour ballon insufflateur en silicone
	WM 22127	WM 22190
	WM 22128	WM 22167
	WM 22129	WM 22168