

MEDUMAT Easy

Medumat Easy, Le premier ventilateur de transport utilisable par tous

Laissez-vous guider en toute sécurité par MEDUMAT Easy tout au long de la ventilation. Grâce à sa commande à un seul bouton et à son assistance vocale claire et précise, l'utilisateur peut entièrement se consacrer au patient. La ventilation est démarrée par défaut en mode ventilation au masque, le mode ventilation avec tube est activable par simple pression sur le bouton.



Concentré de technologie dans 600 grammes,
Le ventilateur peut être utilisé en mode :

- Inhalation (en remplacement d'un masque haute concentration)
- Ventilation contrôlée au masque
- Ventilation contrôlée par intubation

Une pile lithium lui assure une autonomie de 2,5 ans
Grâce à sa valve électromagnétique, il ne consomme pratiquement pas d'oxygène pour son fonctionnement

Une assistance vocale assiste et conseille les utilisateurs.

La double alarme de pression max garantit le volume cible efficace lors d'un massage en continu ou d'appareils automatiques de massage cardiaque externe.

Nom de l'appareil	n° WM
MEDUMAT Easy complet avec 2 circuits patient réutilisable et masque d'inhalation	28100
MEDUMAT Easy complet avec 10 circuits patient unique et masque d'inhalation	28050