


Doppler fœtal L6C



SETUP MENU	
CONSTRAST	+
DATE	07-08-31
TIME	21:09:54
BATTERY	3.45 V

Doppler fœtal de poche 2MHz - L6C Wave

Doppler de poche très compact et léger

- Dimensions : 30 x 130 x 85 mm
- Poids : 270 gr +/- 20 gr (avec batterie)

Ecran LCD rétroéclairé avec large affichage du **rythme cardiaque fœtal** et de la **courbe de la fréquence cardiaque** sur une durée de 2 mn.

Indication du niveau de charge batterie, volume sonore, date et heure, menu

- Taille de l'écran : 58 x 36 mm
- Plage de mesures : 50 – 210 bpm, précision: $\pm 1\% \pm 1$ bpm

Alimentation par **batterie rechargeable** Li-ion

- Livré avec 2 batteries et chargeur
- Rechargeable sur secteur ou par câble USB

Sonde Ultrasons

- Fréquence de fonctionnement: 1.0MHZ, 2,0 MHz, 2,5 MHz $\pm 5\%$
- Mode de fonctionnement :doppler continu / pulsé
- Puissance des ultrasons : ≤ 5 mW/cm²

Haut parleur intégré

- 8 niveaux de volume sonore
- Puissance du haut-parleur 1W

Arrêt automatique après 1 mn sans signal

Fabriqué en Chine, garantie 2 ans

