

Tensiomètres automatiques au bras



CH155f

Tensiomètre automatique au bras **CH155f**

Méthode oscillométrique - Détection de mouvement - Détection des arythmies - Mémoire de 90 mesures, moyenne des 3 dernières mesures - Brassard conique universel breveté sans latex (24-40cm) - Sac de transport

- . Plage de mesure : Pression : 30 à 260 mmHg
- Pours : 40 ~ 199 batt./minute
- . Capteur de pression : semi-conducteur
- . Précision : Pression : ± 3 mmHG – Pours : ± 5 % de la lecture
- . Gonflage : à pompe
- . Dégonflage : Valve de libération d'air automatique
- . Garantie 5 ans
- . Arrêt automatique : 1 minute après la dernière pression de touche
- . Type BF : instrument et brassard procurant une protection spéciale contre l'électrocution
- . IP21 : Protection contre la pénétration nuisible de la matière de l'eau et de particules
- . Alimentation : 4 piles type AAA 1.5V (incluses)
- . Dimensions : 124L x 85l x 68.6H
- . Poids : 345g (sans piles)

Tensiomètre automatique au bras **X3**

Grand écran

Méthode oscillométrique - Détection de mouvement – Détection des arythmies – Mémoire de 120 mesures pour 2 utilisateurs, avec date et heure, moyenne des 3 dernières mesures – Brassard conique universel breveté sans latex (24-40cm) – Alimentation secteur (adaptateur en option) – Connexion pour PC (câble en option) – Support de brassard – Sac de transport

- . Plage de mesure : Pression : 30 à 260 mmHg
- Pours : 40 ~ 199 batt./minute
- . Capteur de pression : semi-conducteur
- . Précision : Pression : ± 3 mmHG – Pours : ± 5 % de la lecture
- . Gonflage : à pompe
- . Dégonflage : Valve de libération d'air automatique
- . Garantie 5 ans
- . Arrêt automatique : 1 minute après la dernière pression de touche
- . Type BF : instrument et brassard procurant une protection spéciale contre l'électrocution
- . IP21 : Protection contre la pénétration nuisible de la matière de l'eau et de particules
- . Alimentation : 4 piles type AAA 1.5V (incluses)
- . Dimensions : 139.7L x 96l x 63.2H
- . Poids : 241.5g (sans piles)



X3

Accessoires



RMBRASSUNIV BRASSARD CONIQUE Universel Rossmax - 24-40 cm - sans latex

RMCABLEUSB CABLE USB Rossmax
RMADAPT ADAPTATEUR Rossmax

