

## Tensiomètres automatiques de bureau



**AC701K**



### Tensiomètre automatique de bureau **AC701K**

Très grand écran

Méthode **Korotkoff** et oscillométrique

Détection des arythmies – Mémoire de 120 mesures pour 2 utilisateurs, avec date et heure, moyenne des 3 dernières mesures – Brassard conique Taille M breveté **avec microphone** sans latex (24-36cm) - Alimentation secteur (adaptateur en option) – Connexion pour PC (câble en option) – Support de brassard – Sac de transport

- . Plage de mesure : Pression : 30 à 260 mmHg
- Pours : 40 ~ 199 batt./minute
- . Capteur de pression : semi-conducteur
- . Précision : Pression :  $\pm 3$  mmHG – Pours :  $\pm 5\%$  de la lecture
- . Gonflage : à pompe
- . Dégonflage : Valve de libération d'air automatique
- . Garantie 5 ans

- . Arrêt automatique : 1 minute après la dernière pression de touche
- . Type BF : instrument et brassard procurant une protection spéciale contre l'électrocution
- . IP21 : Protection contre la pénétration nuisible de la matière de l'eau et de particules
- . Alimentation : 4 piles type AAA 1.5V (incluses)
- . Dimensions : 123L x 117l x 165H
- . Poids : 535g (sans piles)

### Tensiomètre automatique de bureau **AD761f**

Très grand écran

Méthode oscillométrique – Contrôle conditions de repos – Détection des arythmies – Mémoire de 120 mesures pour 2 utilisateurs, avec date et heure, moyennes des 3 dernières mesures – Brassard conique Taille M breveté sans latex (24-36cm) – Alimentation secteur (adaptateur en option) – Connexion pour PC (câble en option) – Sac de transport

- . Plage de mesure : Pression : 30 à 260 mmHg
- Pours : 40 ~ 199 batt./minute
- . Capteur de pression : semi-conducteur
- . Précision : Pression :  $\pm 3$  mmHG – Pours :  $\pm 5\%$  de la lecture
- . Gonflage : à pompe
- . Dégonflage : Valve de libération d'air automatique
- . Garantie 5 ans

- . Arrêt automatique : 1 minute après la dernière pression de touche
- . Type BF : instrument et brassard procurant une protection spéciale contre l'électrocution
- . IP21 : Protection contre la pénétration nuisible de la matière de l'eau et de particules
- . Alimentation : 4 piles type AAA 1.5V (incluses)
- . Dimensions : 121L x 120l x 178H
- . Poids : 533g (sans piles)



**AD761f**



## Accessoires



Universal Cone Cuff

**RMBRASS**  
**RMBRASSM**  
**RMBRASSL**  
**RMBRASSDKS**  
**RMBRASSDKM**  
**RMBRASSDKL**

BRASSARD CONIQUE Rossmax - Taille S 18-26 cm - sans latex  
BRASSARD CONIQUE Rossmax - Taille M 24-36 cm - sans latex  
BRASSARD CONIQUE Rossmax - Taille L 34-46 cm - sans latex  
BRASSARD CONIQUE **pour méthode DK (Korotkoff)** Rossmax - Taille S 18-26cm - sans latex  
BRASSARD CONIQUE **pour méthode DK (Korotkoff)** Rossmax - Taille M 24-36cm - sans latex  
BRASSARD CONIQUE **pour méthode DK (Korotkoff)** Rossmax - Taille L 34-46cm - sans latex

**RM CABLEUSB**  
**RM ADAPT**

CABLE USB Rossmax  
ADAPTATEUR Rossmax

