

ACCUVAC Basic

La solidité d'un aspirateur pour des soins en douceur



WM 10700

ACCUVAC Basic est la pompe idéale pour une aspiration rapide, efficace et en toute sécurité. Toutes les fonctions sont conçues de façon ergonomique. Grâce au régulateur de dépression à action progressive, la pompe s'adapte à tous les types d'intervention. ACCUVAC Basic convient parfaitement aux soins ambulatoires et hospitaliers.

Caractéristiques techniques ACCUVAC Basic

Classe d'appareil selon la directive européenne 93/42/CEE : IIb

Normes de produits satisfaites : EN ISO 10079-1, EN 1789

Degré de protection contre l'eau : IPX 1

NNO₁) pour utilisation militaire : 6515-12-366-6181

Dimensions (l x h x p) : 385 x 280 x 140

Poids : 5,4 kg

Temp. limite de fonctionnement : -18 à +40 °C

Temp. limite de stockage : -40 à +70 °C

Tension de charge : 12 à 13,8 Volt

Puissance du moteur : 50 W

Intensité maximale du courant absorbé : 3,5 A

Type de batterie : au plomb 3,4 Ah

Puissance d'aspiration

à 12 V et un débit libre : >20 l/min

Dépression maximale à 12 V : 0,8 bar (80 kPa)

Réservoir de mucosités : Réservoir à usage unique (réservoir réutilisable en option)

Filtre de la soupape de trop-plein : min. 99,8% pour des particules de 2,8µm

Contenance du réservoir de mucosités : limite de remplissage: 900 ml

Sécurité de trop-plein : soupape de trop-plein munie d'un filtre

Tuyau d'aspiration : Ø 5 mm, longueur 1800 mm

Avec bocal de récupération des sécrétions réutilisable

WM 10709

Identique à WM 10700, mais avec bocal de récupération des sécrétions réutilisable