

Aréomètres «Assistent»

Aréomètres pour moût d'après Oechsle

0–130 en 1/1 en degrés Oechsle,
température d'ajustage + 20 °C

- 6250** sans thermomètre, longueur env. 30 cm
6251 avec thermomètre, longueur env. 32 cm
 et échelle de correction pour température

Aréomètres pour moût et vin d'après Oechsle

0–120° en 1/1 en degrés Oechsle, et de 0–15 en 1/1 % de
volume, température d'ajustage + 20 °C ou 15 °C

- 6252** sans thermomètre, longueur env. 25 cm
6253 avec thermomètre, longueur env. 27 cm

6254 Pèse-vin d'après Oechsle

0–25 : 1 % de volume, longueur env. 18 cm,
sans thermomètre, température d'ajustage + 20 °C

6269 Aréomètre pour solutions sucrées d'après Baumé

0–50 : 1° Baumé, sans thermomètre,
longueur env. 16 cm,
température d'ajustage + 15 OC

Saccharimètres – subdivision en 1° BRIX –


(1° BRIX = solution de sucre 1 %) lestés au plomb, échelle
papier, température de référence 20 °C.

- 6265/...** sans thermomètre
6266/... avec thermomètre


taille	en 1/1	taille	en 1/5	taille	en 1/5
.../1	0–30	.../7	0–10	.../16	0–20
.../2	10–40	.../8	10–20	.../17	10–30
.../3	30–60	.../9	20–30	.../18	20–40
.../4	30–70	.../10	30–40	.../19	30–50
.../5	60–90	.../11	40–50	.../20	40–60
.../6	50–90	.../12	50–60	.../21	50–70
		.../13	60–70	.../22	60–80
		.../14	70–80	.../23	70–90
		.../15	80–90		
*	20		25		28 cm
**	30		30		32 cm

taille	en 1/5	taille	en 1/10	taille	en 1/10
.../24	0–30	.../31	0–10	.../40	0–20
.../25	10–40	.../32	10–20	.../41	10–30
.../26	20–50	.../33	20–30	.../42	20–40
.../27	30–60	.../34	30–40	.../43	30–50
.../28	40–70	.../35	40–50	.../44	40–60
.../29	50–80	.../36	50–60	.../45	50–70
.../30	60–90	.../37	60–70	.../46	60–80
		.../38	70–80	.../47	70–90
		.../39	80–90		
*	30		28		38 cm
**	34		30		40 cm

- * longueur env. **sans** thermomètre
 ** longueur env. **avec** thermomètre



6250 6266/31



6275/5

Densimètres «Assistent»

Densimètres de Twaddle

longueur env. 240 mm, division 0,5,
température d'ajustage 15 °C/60 °F

6270/... forme cylindrique

taille	échelle	taille	échelle
.../0	0-24	.../72	74-102
.../24	24-48	.../102	102-138
.../48	48-74	.../136	138-170

6275/... Hydromètres API,

étalonnables, longueur env. 330 mm,
température d'ajustage +60 °F,
division 0,1 API, sans thermomètre

No.	échelle
.../1	1 H - 1+ 11
.../2	2 H + 9+ 21
.../3	3 H + 19+ 31
.../4	4 H + 29+ 41
.../5	5 H + 39+ 51
.../6	6 H + 49+ 61
.../7	7 H + 59+ 71
.../8	8 H + 69+ 81
.../9	9 H + 79+ 91
.../10	10 H + 89+101


6276/... Densimètres API

étalonnables, longueur env. 380 mm,
température d'ajustage +60 °F,
division 0,1 API, avec thermomètre,
+60 +220 °F : 2 °F

No.	échelle
.../51	51 H - 1+ 11
.../52	52 H + 9+ 21
.../53	53 H + 19+ 31
.../54	54 H + 29+ 41
.../55	55 H + 39+ 51
.../56	56 H + 49+ 61
.../57	57 H + 59+ 71
.../58	58 H + 69+ 81
.../59	59 H + 79+ 91
.../60	60 H + 89+101

Autres hydromètres selon des normes ASTM ou BS:
sur demande.






Articles de soins «Assistent»

301 Bain d'oeil sur pied, bord brûlé, en verre clair
carton de 50 pièces C€

Douches oculaires d'après Schuster

verre clair sans bouchon	verre clair avec bouchon rode	cap. ml
303/50	304/50	50
303/100	304/100	100
303/200		200




Flacons compte-gouttes oculaires d'après Strohschein avec pipette rodée, type C€

306 en verre clair sans inscription

320 Baguettes pour appliquer des pommades C€
bouts arrondis au chalumeau,
env. 100x3 – 4 mm diam,
emballage par 100

321 Baguettes pour appliquer des pommades, C€
une extrémité en forme de bouton,
l'autre aplatie, env. 100x3–4 mm diam.,
emballage par 100



Pipettes compte-gouttes,

exécution robuste, sans t'tine,
emballage par 50 C€

326 à pointe d'écoulement droite,
env. 80 x 7/8 mm diam.

328 à pointe d'écoulement droite forme boule,
env. 70 x 6/7 mm diam.

329 à pointe d'écoulement droite forme boule,
env. 80 x 7/8 mm diam.

334 Pipettes compte-gouttes
avec 2 renflements d'après DAB 10,
longueur totale env. 1,50 mm

335 Pipettes compte-gouttes avec inscription
«Normal 20 gouttes = 1 g»

2620 Tétine en caoutchouc pour flacons de Strohschein
ou pour d'autres modèles de compte-gouttes



Articles de soins



Articles de soins «Assistent»

1101 Verres à potion C€
coniques à bord droit,
graduation en relief par grammes et cuillère,
carton de 50 pièces


Gobelets à potion en polypropylène (PP), C€
30 ml, gradué, clair et en différent couleurs
1102/1 clair
1102/2 bleu
1102/3 rouge
1102/4 jaune
1102/5 vert

1102/15 Couverture en PP C€
pour gobelets à potion réf. 1102




1103 Dispenseur de médicaments en polypropylène,
blanc,
à 4 compartiments, imprimés en allemand:
«Morgen» – «Mittag» – «Abend» – «Nacht»,
avec couvercle en plastique clair,
unité d'emballage: 200 pcs.

1104 Plateau à médicaments en polystyrol, blanc,
pour 19 gobelets No. 1102,
et 19 dispenseurs à médicaments No. 1103.



1105 Plateau à médicaments «Assistent»
comprenant un plateau blanc en matière plastique
et support en plexiglas® à 20 perforations pour
placer les verres à potion (sans verre). Une bande
d'inscription à côté de chaque rangée de trous
permet de marquer les positions au crayon
(facilement effaçables). L'espace libre à côté du
support est prévu pour ranger médicaments,
instruments, etc.




1111 Cuillère pour malades, en porcelaine blanche
avec inscription en allemand

1112 Cuillère pour malades, en matière plastique
blanche avec inscription en allemand


Articles de soins «Assistent»

- 1120** **Cuvette réniforme** en plastique blanche, longueur env. 26 cm C€
- 1130** **Cuvette réniforme** en acier inoxydable, longueur env. 25 cm C€
- 1350** **Tube de fermentation** à 2 boules et entonnoir, forme cloche
- 4200** **Vinomètre de Bernadotte** pour le dosage de l'alcool dans le vin



- 1600/...** **Verres à perfusion** avec graduation indélébile «ASSISTENT-PERMANENT» recuite au four, pour usage dans la médecine vétérinaire

	capacité	division
	ml	ml
1600/250	250	5
1600/500	500	10
1600/1000	1000	20




- 1620** **„Pulvérisateur «Assistent»** (aérosol froid) petit modèle, complet en étui-carton C€

Pièces détachées: C€


- 1620/1** Pulvérisateur en verre brun
- 1620/2** Poire en caoutchouc
- 1620/3** Bouchon en caoutchouc pour le pulvérisateur
- 1620/4** Embout nasal double à olives en verre brun
- 1620/5** Tube-raccord en caoutchouc reliant embout et pulvérisateur
- 1620/6** entonnoir en verre brun





Articles de soins «Assistent»

- 1865** **Biberon à col étroit** en verre borosilicaté 3.3, avec graduation, 250 g, diam. int. du col: ca. 20 mm
- 1866** **Biberon à col large**, diam. int. du col: ca. 30 mm
- 1901** **canules** pour lavement avec bout conique et olive, emballage par 10 CE
- 1965/...** **Bocaux pour pinces à pansement** avec couvercle découpé en acier inoxydable (sans pinces)
- 1965/20** hauteur env. 20 cm diam. ext. env. 8 cm
1965/12 hauteur env. 12 cm diam. ext. env. 8 cm
- 1965/1** **Couvercle découpé, en acier inoxydable** pour bocaux de 8 cm diam.



Tube manométrique pour mesurer la pression du liquide céphalorachidien

en verre clair, en deux parties interchangeables au rodage normalisé, gradué jusqu'à 50 cm, graduation indélébile «ASSISTENT-PERMANENT», recuite au four, avec mode d'emploi.

- 2016** **avec** robinet normalisé, à clé interchangeable
- 2018** **Tube manométrique** pour LCR en une seule pièce, gradué jusqu'à 30 cm, graduation indélébile «ASSISTENT-PERMANENT» recuite au four, longueur env. 33 cm, partie coudée à olive de 5 cm de longueur env.
- 4010** **Gobelet en matière plastique,** CE
sans couvercle bec verseur
Contenance env. 250 ml
- 4011/...** **Couvercles en plastique,** interchangeables, CE
pour dito
- 4011/4** Couvercle bec verseur, ouverture env. 4 mm
4011/12 Couvercle bec verseur, ouverture env. 12 mm
4011/48 Couvercle bec verseur, ouverture env. 4 x 8 mm

Articles de soins «Assistent»

2880 Ensemble d'aspiration d'amygdales de Roeder, comprenant une poire, un raccord en caoutchouc et 4 tubes d'aspiration CE


2881/... Tubes d'aspiration, de rechange CE

longueur de la cloche env.	1	2	3	4
	17	20	23	27 mm
	2881/1	2881/2	2881/3	2881/4



Ballons de massage «hérissron»

2882/55 5,5 cm Ø, orange CE
2882/7 7,0 cm Ø, vert
2882/8 8,0 cm Ø, jaune
2882/9 9,0 cm Ø, rouge
2882/10 10,0 cm Ø, bleu
2883/6 6,0 cm Ø, bleu, transparent
2883/8 8,0 cm Ø, bleu, transparent



4420/... Bocal en acier inox avec couvercle à bouton

diam. ext.
4420/8 85 x 85 mm
4420/10 100 x 100 mm
4420/12 120 x 120 mm
4420/15 150 x 150 mm





Articles de soins



Articles de soins «Assistent»

2885/... Ventouses d'après Bier, C€
avec tubulure à olive

diam. env.	3	4	5	6 cm
	2885/3	2885/4	2885/5	2885/6

2886/... sans poire
2886/3 **2886/4** **2886/5** **2886/6**

2890/... Ventouses
diam. env. 4 5 cm
2890/4 **2890/5**




2891 **Ventouses soufflées, sans olive,** C€

2891/1 env. 2,5 cm diam.
2891/2 env. 3,5 cm diam.
2891/3 env. 4,4 cm diam.
2891/4 env. 5,0 cm diam.
2891/5 env. 6,5 cm diam.

2892/... ventouses avec olive, sans ballon, C€

2893/... ventouses avec olive et ballon, C€
dimensions comme réf 2891



2894 **Baguettes en verre pour ventouses,**
un bout rond, un bout conique,
env. 140 mm x 7 mm diam.


2887 **Ventouses/verre de massage,** C€

2888 diam. env. 5 cm, hauteur env. 11 cm, sans olive
2889 avec olive, sans poire
avec olive et poire

Articles de soins «Assistent»


2301 **Ouvre bouche en bois,** CE
conique à spirales

2325 **Porte-étiquette** pour lit de malade



2330 **Douche nasale d'après Fraenkel,** CE
env. 30 g

2331 **Douche nasale d'après Harke,** CE
env. 100 g



2870 **Sabliers sans monture, 15 secondes**

2870/2 **30 secondes**

2871 **Sabliers en monture nickelée 15 secondes**


2871/2 **30 secondes**

2872 **avec attache 15 secondes**

2872/2 **30 secondes**


2895 **Aspirateur nasal d'après Muck,** CE
sans bouchon

2896 **avec bouchon en caoutchouc**





Articles de soins



Bacs à instruments «Assistent»

Bacs à instruments «Assistent» stérilisables à sec jusqu'à +180 °C

2900/... Bacs à instruments en verre, sans couvercle


2905/... Couvercle à bouton en acier inoxydable

2906/... Couvercles à bouton en acier inoxydable avec plaque en caoutchouc mousse



2910/... Bacs en verre avec couvercle en acier inoxydable

2911/... Bacs en verre avec couvercle en acier inoxydable avec plaque en caoutchouc mousse



longueur ext. env.	12	17	20	22	27,5	35	20 cm
largeur ext. env.	6	9	10	15	15	22	10 cm
hauteur ext. env.	4	4,5	5	5,5	6	7	10 cm
taille	1	2	3	4	5	7	10
bac	2900/1	2900/2	2900/3	2900/4	2900/5	2900/7	2900/10
couvercle simple	2905/1	2905/2	2905/3	2905/4	2905/5	2905/7	
complets	2910/1	2910/2	2910/3	2910/4	2910/5	2910/7	2910/10
couvercle lourd	2906/1	2906/2	2906/3	2906/4	2906/5	2906/7	
complets	2911/1	2911/2	2911/3	2911/4	2911/5	2911/7	2911/10
bacs en acier avec couvercle	-	-	2915/3	2915/4	-	-	-


2915/... Bacs à instruments en acier inoxydable avec couvercle à bouton en acier inox, taille 3 et 4

Bacs à instruments «Assistent»


2924 Bac en verre, à rebord pour guéridon à instruments,
env. 21,5x17 cm (mesure hors rebord)
hauteur env. 5,5 cm



2940 Bac en verre pour sondes, sans couvercle,
dimensions ext. env. 42 x 7,5 x 50 mm,




2941 Bac en verre pour sondes,
avec couvercle chromé



1074/... Paniers carrés en treillis métallique, ouverture des
mailles 8 mm
en treillis étarné
ca. 12x12x12 14x14x14 16x16x16 20x20x20cm
1074/12 1074/14 1074/16 1074/20

1075/... en treillis d'acier inox
1075/12 1075/14 1075/16 1075/20





Articles de soins



3012

3112

Articles de soins «Assistent»

3012 Table à servir «Assistent», €€
 en polystyrène, résistant aux chocs. Petite table pour manger, lire et a usages multiples dans le lit, comme rehausse de table, comme table complémentaire, pour la télévision et tout aussi pratique, au camping et dans le jardin.
 En tant que table de lit et table de lecture, elle contribué au confort des malades et une fois les pieds rabattus, elle se transforme également en plateau de service.
 Dimensions: env. 53 x 32 cm, hauteur env. 20 cm
 hauteur à l'état replié: 4 cm
 Chaque table est emballée dans un carton.

3112 Crachoir en plastique, €€
 blanche, avec couvercle rabattable, couvercle et entonnoir démontables, contenance env. 410 ml, emballage individuel



3030

3033


Lampes à alcool cylindriques en verre, env. 100 ml, avec capuchon rodé, complètes avec mèche et bobèche en laiton, emballage individuel en carton

3030 avec tubulure latérale à bouchon

3031 sans tubulure latérale

3031/1 mèche seule pour lampes à alcool
 réf. 3030 et 3031

3033 Lampes à alcool en acier inoxydable, env. 60 ml, avec mèche et capuchon à vis



3017

3161

3017... Spéculums en verre, longueur env. 15,5 cm, €€


diam.	22-24	28-30	34-36	41-43 mm
taille	1	2	3	4

verre clair **3017/1** **3017/2** **3017/3** **3017/4**


3161 Stéthoscope obstétrique d'après Pinard
 en bois, en une seule pièces, teinte claire

Articles de soins «Assistent»

- 4020** Pipettes pour boire en verre clair, courbées, avec embouchure, emballées par paquet de 25 C€
- 4310/4** Canules en verre, exécution robuste, longueur 10–11 cm, diam. ext. de la pointe env. 4 mm C€




- Thermomètres médicaux**, forme ovale, échelle chromolux, exécution de précision, +35 +42 : 0,1 °C, au mercure C€
- 3300** sans gaine
- 3303** en gaine plastique
- 3304** pour usage rectal, sans gaine
- 3304/2** en gaine plastique
- 3305** Thermomètres médicaux pour prématurés, longueur env. 16 cm, échelle aluminium, +25/27 +42 : 01 °C, en gaine individuelle



- 3312** Thermomètre vétérinaire, ovale, avec bouton en plastique, échelle en aluminium, +35/36 +43 °C : 0,1 °C (39 marqué en rouge) récipient de mercure court et stable, longueur env. 13 cm, en gaine plastique C€
- 3315** Thermomètre médical digital imperméable, électronique avec signal sonore, pour mesurer la température humaine et vétérinaire, utilisation voie orale, rectale et sous le bras, affichage LCD. Livré avec mode d'emploi. Plage de mesure: + 32 °C à 42 °C ±0,1°C durée de mesure: env. 1 minute durée de vie: env. 250 hrs C€






Thermomètres de bain

- 3690** Thermomètre de bain pour hôpitaux en plastique, longueur env. 40 cm, à alcool coloré, de 0 + 50 °C
- 3698** Thermomètre de bain, forme cylindrique, flottant verticalement entièrement fermé à la fabrication, capillaire protégé contre les chocs, longueur env. 27 cm, à alcool coloré, 0 + 70 °C
- 3700** Thermomètre de bain en gaine carrée de hêtre avec poignée, échelle papier, longueur env. 22 cm, à alcool coloré, 0 + 50 °C
- 3711** Thermomètre de bain, forme barquette, en plastique, couleurs assorties (bleu, rose ou blanc), 0 + 50 °C



- 3720** Thermomètre de bain, forme poisson, en matière plastique rouge ou bleue, flottant, à alcool coloré, 0 + 50 °C



Porte-thermomètres

- 4405/...** en verre
- 4405/2** hauteur env. 10 cm diam. ext. env. 2,5 cm
- 4405/5** hauteur env. 10 cm diam. ext. env. 5 cm
- 4440/...** Bocaux à pied en acier inoxydable (porte-thermomètres)
- 4440/3** hauteur env. 90 mm diam. ext. env. 30 mm
- 4440/5** hauteur env. 100 mm diam. ext. env. 50 mm
- 9060/10** en polyéthylène blanc hauteur env. 10 cm, diam. ext. env. 5 cm

Articles pour médecins et hôpitaux «Assistent»


4090 Urinaux pour hommes, en polyéthylène gradués, avec couvercle C€

4091 sans couvercle C€



4092 Urinaux pour homme en plastique transparent (polycarbonate), gradués, avec couvercle. C€
Stérilisables à la vapeur (max. 125 °C)
ou à l'air chaud (max. 135 °C)

4093 sans couvercle C€



4104 Urinaux pour femmes, en polyéthylène nature, C€
avec couvercle, cont. env. 1 ltr.

4105 Urinaux en verre pour femmes, C€
non-gradués, forme canard, bord rebrûlé



4106 Goupillon pour urinaux avec manche en bois, 470 x 160 x 70 mm Ø

4108 Support en fil plastifié blanc pour urinaux avec chaîne et couvercle, pour accrocher au lit, pour un urinal forme triangulaire





4115/1



4115/2


Bocaux à urine «Assistent» et accessoires

4115/1 Récipient à urine en polypropylène, 125 ml gradué, avec couvercle rouge et ouverture latérale, espace d'inscription

4115/2 dto., avec couvercle à vis vert



4118



4119



4120

Bocaux à urine modèle bombé, avec graduation imprimée en relief, avec bec

4118/... sans anse

4119/... avec anse

capacité	sans anse	avec anse
250 ml	4118/250	4119/250
500 ml	4118/500	4119/500
1000 ml	4118/1000	4119/1000
1500 ml	4118/1500	4119/1500
2000 ml	4118/2000	4119/2000

4120 Couvercles en acier inoxydable pour bocaux à urine 1,5 et 2 litres

4122 Bocal à urine modèle bombé

avec bec, sans anse et sans graduation, hauteur 70 mm, diam. ext. env. 60 mm, capacité env. 75 ml

4125 Bocal à urine avec plaque dépolie pour inscription, avec bec, sans anse, capacité env. 150 ml, empilable



4122



4125



4130

4130 Panier «Assistent» pour bocaux à urine (breveté) en fil plastifié blanc, pour le transport de 12 bocaux No. 4125 ou No. 4118/250 ml avec compartiment et étiquette pour relever les coordonnées du malade, avec portoir à crochets pour 24 tubes à essais ou à centrifuger, pouvant être accroché au panier, pour le transport simultané des échantillons de sang. Livré sans bocal, sans tubes.

Bocaux à urine «Assistent» et accessoires


9117 **Flacon collecteur** d'urine en polyéthylène, carré avec couvercle à vis et graduation jusqu'à 2000 ml, capacité totale 2500 ml

9117/1 **Bocaux à urine**, en polystyrène, transparent, avec couvercle, graduation double, cap. 2000 ml CE

9118 **Flacons à urine**, carrés, en polyéthylène, brun, gradués jusqu'à 2000 ml



9117



9117/1



9118

3150 **Bassin de lit en polypropylène**, avec couvercle, couleur ivoire, stérilisable jusqu'à +130 °C CE




3150

3155 **bassin de lit en acier inox 18/8**, avec couvercle, cont. env. 2,8 ltrs. CE



3155



Articles de soins

Bâtonnets en bois, pour coton

4300/... hêtre, non pointu (obtus),
en bottes de 100 pcs.

longueur	15	20	25	30	35 cm
	.../15	.../20	.../25	.../30	.../35


4301/... hêtre, un bout pointu,
en bottes de 100 pcs.

longueur	15	20	25	30	35 cm
	.../15	.../20	.../25	.../30	.../35

4302 avec pointe de coton,
en boîtes de 100 pcs.
longueur 15 cm

4302/2 longueur 23 cm

4303 Bâtonnets en bois, pointe de coton large
(env. 10 mm), longueur 20 cm,
en boîtes de 50 pcs.



4355 Plaque en verre pour ciment dentaire
les 2 faces mates, env. 95 x 70 x 6 mm,
emballage par 10

4356 Bloc à ciment dentaire en verre les 2 faces rodes
et polies, env. 150 x 75 mm, paiseur 18–20 mm,
en emballage, individuel

Articles de soins

- 4360 Abaisse-langue** en verre clair, modèle courb., bords polis, longueur env. 20 cm CE
- 4362 Abaisse-langue** en plexiglas®, modèle courb., longueur env. 20 cm CE
- 4365 Abaisse-langue** en bois lisse, en sachet plastique de 100 pièces, en carton de 5000 pcs CE
- 4365/1** en boîtes de 100 pcs. CE



Bocaux «Assistent»

Bocaux pour pansements, coton, thermomètres médicaux, pinces à pansements et autres instruments

4405/... en verre avec pied, sans couvercle

hauteur env.	10	10	8	12	20 cm
diam. ext. env.	2,5	5	8	8	8 cm
	.../2	.../5	.../8	.../812	.../820

hauteur env.	10	15	20	30
diam. ext. env.	10	10	10	10
	.../10	.../1015	.../1020	.../1030

hauteur env.	12	15	18	21 cm
diam. ext. env.	12	15	18	21 cm
	.../12	.../15	.../18	.../21

4409/... Couvercles à bouton en verre, non rodé, s'adaptant sur les bocaux, détails ci-dessous:


diam. ext. env.	8	10	12	15	18 cm
	.../8	.../10	.../12	.../15	.../18

4410/... Bocaux en verre avec couvercle à bouton en verre

hauteur env.	8	12	20	10	15 cm
diam. ext. env.	8	8	8	10	10 cm
	.../8	.../812	.../820	.../10	.../1015

hauteur env.	20	12	15	18 cm
diam. ext. env.	10	12	15	18 cm
	.../1020	.../12	.../15	.../18





4290



4295

Articles de soins «Assistent»

4290 Distributeur de coton «Assistent»
en verre avec couvercle en acier inoxydable à bouton, avec battant coupe-bandes pour rouleaux de coton jusqu'à 65 mm de large (sans coton)

4291 Rouleau de coton, pour le distributeur no. 4290, longueur 4 m

4295 Distributeur de coton «Assistent»
en verre de 10x10 cm avec couvercle en acier inoxydable, stérilisable (sans coton)

4411/... Couvercle à bouton en acier inoxydable, non ajusté, s'adaptant sur bocal de:

diam. ext. env.	8	10	12	15	21 cm
	.../8	.../10	.../12	.../15	.../21

4412/... Couvercle en acier inoxydable avec plaque en caoutchouc mousse, s'adaptant sur bocal de

diam. ext. env.	8	10	12	15 cm
	.../8	.../10	.../12	.../15

4415/... Bocaux en verre avec couvercle à bouton en acier inoxydable

hauteur env.	8	12	20	10 cm
diam. ext. env.	8	8	8	10 cm
	.../8	.../812	.../820	.../10

hauteur env.	15	20	12	15	21 cm
diam. ext. env.	10	10	12	15	21 cm
	.../1015	.../1020	.../12	.../15	.../21


4416/... Bocaux en verre avec couvercle à bouton alourdi en acier inoxydable et plaque en caoutchouc mousse, assurant une fermeture hermétique

hauteur env.	8	12	20	10 cm
diam. ext. env.	8	8	8	10 cm
	.../8	.../812	.../820	.../10

hauteur env.	15	20	12	15 cm
diam. ext. env.	10	10	12	15 cm
	.../1015	.../1020	.../12	.../15



4411 4412



4415 4416