



Moniteur multiparamètres KMO-120P

ECG - Resp - SpO2 - PNI - Température

Paramètres

- ECG : 7 dérivations (6 traces écran max), analyse du segment ST, analyse des arythmies
- SpO2 : saturation en oxygène, fréquence pulsée, pléthysmogramme
- Pression artérielle : mesures systolique, diastolique et moyenne
- Température : 2 canaux
- Respiration : fréquence respiratoire, courbe

Convient aux patients adulte, pédiatrique et néonatal

Caractéristiques générales

Ecran couleur TFT, 10.1 pouces, 8 traces maximum

Imprimante thermique intégrée (face arrière de l'appareil)

Alimentation secteur / batterie Lithium rechargeable, autonomie de 4 h

Alarmes visuelles (changement de couleur selon gravité) et sonores

Fonction gel du tracé

Historique des données : tendances sur 720h, 1000 mesures de pression artérielle, 12h de tracés, 200 alarmes d'évènements, 12h de tous tracés

Affichages : 6 modes différents

Dimensions et poids : 273 x 203 x 71 mm, 1.5kg

Livré complet avec : Câble ECG 5 brins, capteur SpO2, brassard adulte, sonde de température

Garantie 2 ans